

Hemostasia Global

Cartucho de Neutralización de Heparina

Apoyando pasos clave en la gestión de la hemostasia basada en protocolos

El cartucho de Hemostasia Global – Neutralización de Heparina (GH-HN) ayuda a los profesionales sanitarios a tomar decisiones rápidas basadas en protocolos a lo largo de la vía perioperatoria.

Además de los ensayos estándar de Hemostasia Global, este cartucho ofrece sensibilidad adicional a la heparinización tanto para los ensayos RapidTEG™ como para Functional Fibrinogen.



¿Cuál es el valor añadido?

Al evaluar de manera fiable la coagulación en pacientes heparinizados, GH-HN contribuye a:

- Impulsar una adopción programática más efectiva de las pruebas viscoelásticas (VET)
- La optimización y el uso de productos sanguíneos
- Las opciones de transfusión específicas y personalizadas
- La vista simplificada de datos para la toma de decisiones críticas

Una vista completa del cartucho GH-HN



Estableciendo un nuevo estándar en Pruebas Viscoelásticas

Junto con los cartuchos **Global Hemostasis** y **PlateletMapping®**, el cartucho **GH-HN** apoya al analizador **TEG® 6s** y al software **TEG Manager®** para proporcionar una plataforma única que combina la hemostasia global y la función plaquetaria con la interpretación clínica más completa.

Características de la Plataforma de Pruebas Viscoelásticas TEG® 6s

Característica

Sistema de cartuchos simples e independientes	■
Preparación de pruebas sin pipeteo ni mezclado complejos	■
Volumen de sangre por prueba más pequeño	■
Resultados útiles disponibles en minutos	■
Análisis completo de la hemostasia incluyendo el ensayo PlateletMapping®	■
Mide las mismas propiedades viscoelásticas que las generaciones anteriores de analizadores TEG®	■
Proporciona más información que las pruebas de coagulación rutinarias	■
La plataforma de pruebas viscoelásticas más pequeña y ligera del mercado	■
Resistente a vibraciones	■
Control de calidad robusto con auto-monitoreo	■
El dispositivo puede usarse en laboratorio o cerca del paciente según se indique	■
Visualización de resultados y administración del dispositivo remotos con el software TEG Manager®	■
La Guía de Interpretación TEG Manager ayuda a simplificar y optimizar la consistencia de la atención	■



Pruebas disponibles en la plataforma TEG 6s

Cartucho	Ensayos	Tipo de muestra
Hemostasia Global	Caolín	Sangre completa con citrato
	Caolín con Heparinasa	
	RapidTEG™	
	Fibrinógeno Funcional	
Hemostasia Global – HN	Caolín	Sangre completa con citrato
	Caolín con Heparinasa	
	RapidTEG™ con Heparinasa	
	Fibrinógeno Funcional con Heparinasa	
PlateletMapping®	PlateletMapping ADP & AA	Sangre completa heparinizada
	PlateletMapping ADP	



Información de Pedido

Descripción	Código de artículo	Descripción	Código de artículo
Analizador TEG 6s	07-690	Cartucho PlateletMapping ADP & AA (caja/10)	07-614
Impresora, USB	118034-00	Cartucho PlateletMapping ADP (caja/10)	07-615
Papel para impresora, USB (rollo)	118035-00	Kit de Prueba QC Nivel 1 (caja/12)	07-664
Escáner de código de barras	118332-00	Kit de Prueba QC Nivel 2 (caja/12)	07-665
Cartucho Hemostasia Global (caja/10)	07-601		
Cartucho Hemostasia Global-HN (caja/10)	07-604		

Los productos pueden no estar disponibles en todos los países. Para verificar la disponibilidad en su región, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Para una lista de oficinas en todo el mundo y la información de contacto, visite www.haemonetics.com/officelocations