

Emostasi Globale

Cartuccia di Neutralizzazione dell'Eparina

Supporta le fasi chiave della gestione dell'emostasi basata su protocolli

La cartuccia Emostasi Globale–Neutralizzazione dell'Eparina (GH-HN) aiuta i clinici a prendere decisioni tempestive basate su protocolli lungo l'intero percorso perioperatorio.

Oltre ai test standard di emostasi globale, questa cartuccia offre una sensibilità aggiuntiva all'eparinizzazione per i test RapidTEG™ e Fibrinogeno Funzionale.



Una visione completa della cartuccia GH-HN

Qual è il valore aggiunto?

Valutando in modo affidabile la coagulazione nei pazienti eparinizzati, GH-HN contribuisce a:

- Promuovere un'adozione più efficace dei test viscoelastici (VET) basata su protocolli
- Ottimizzare l'utilizzo dei prodotti sanguigni
- Supportare decisioni trasfusionali mirate e personalizzate
- Offrire una visualizzazione semplificata dei dati per decisioni critiche



Definisce un nuovo standard nei test viscoelastici

Insieme alle cartucce **Global Hemostasis** e **PlateletMapping®**, la cartuccia **GH-HN** integra l'analizzatore **TEG® 6s** e il software **TEG Manager®** per offrire un'unica piattaforma che combina emostasi globale e funzione piastrinica per un'interpretazione clinica più completa.

Caratteristiche della piattaforma di test viscoelastici TEG® 6s

Caratteristica

Sistema a cartucce semplice e autonomo	■
Preparazione del test senza pipettaggi e miscele complesse	■
Minor volume di sangue per test	■
Risultati utilizzabili disponibili in pochi minuti	■
Analisi emostatica completa, inclusa la valutazione PlateletMapping®	■
Misura le stesse proprietà viscoelastiche delle generazioni precedenti di analizzatori TEG®	■
Fornisce più informazioni rispetto ai test di coagulazione di routine	■
Piattaforma di test viscoelastici più compatta e leggera sul mercato	■
Resistente alle vibrazioni	■
Controllo qualità robusto con auto-monitoraggio	■
Utilizzabile in laboratorio o vicino al paziente secondo necessità	■
Visualizzazione remota dei risultati e gestione del dispositivo con software TEG Manager®	■
La guida all'interpretazione TEG Manager aiuta a semplificare e ottimizzare la coerenza delle cure	■



Test disponibili sulla piattaforma TEG 6s

Cartuccia	Test	Tipo di campione
Emostasi Globale	Kaolin	Sangue intero citratato
	Kaolin con Eparinasi	
	RapidTEG™	
	Fibrinogeno Funzionale	
Global Hemostasis – HN	Kaolin	Sangue intero citratato
	Kaolin con Eparinasi	
	RapidTEG™ con Eparinasi	
	Functional Fibrinogen con Eparinasi	
PlateletMapping®	PlateletMapping ADP & AA	Sangue intero eparinato
	PlateletMapping ADP	



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice articolo
Analizzatore TEG 6s	07-690
Stampante, USB	118034-00
Carta per stampante, USB	118035-00
Scanner per codici a barre	118332-00
Citratato: K, KH, RT, FF (scatola da 10)	07-601
Citratato: K, KH, RTH, FFH (scatola da 10)	07-604

Descrizione	Codice articolo
Cartuccia PlateletMapping ADP & AA (confezione/10)	07-614
Cartuccia PlateletMapping ADP (confezione/10)	07-615
CQ di livello 1 (scatola da 10)	07-664
CQ di livello 2 (scatola da 10)	07-665

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Per verificare la disponibilità nella tua regione, contattaci per maggiori informazioni.

Per un elenco delle sedi nel mondo e per le informazioni di contatto, visitare il sito www.haemonetics.com/officelocations